

# Energel™

Wound Hydrogel



Compatible  
with **Advanced  
Microcurrent  
Technology™**

- EN** Instructions for Use
- ES** Instrucciones de uso
- FR** Mode d'emploi
- PT** Instruções de uso



Manufactured for: / Fabricado para: /  
Fabriqué pour: / Fabricado para:  
**Vomaris Wound Care, Inc.**  
1911 East Fifth Street  
Tempe, AZ 85281 USA  
(866) 496-8743 (480) 921-4948  
www.vomaris.com

© 2017 Vomaris. All rights reserved. Energel and Advanced  
Microcurrent Technology are trademarks of Vomaris Innovations, Inc.

IFU-33 Rev. A

## Energel™

Wound Hydrogel



*Compatible with Advanced Microcurrent Technology™*

### Description

Energel™ wound hydrogel is a sterile and water-soluble gel formulated to maintain a moist wound environment and provide moisture to a dry wound. Energel wound hydrogel may be used to moisten Advanced Microcurrent Technology dressings.

### Indications

Energel wound hydrogel is intended to cover a wound, to protect against abrasion, friction, desiccation, and contamination.

### Application

1. Cleanse wound and surrounding skin prior to application.
2. Apply a thin even layer of Energel wound hydrogel to wound dressing surface and place the dressing onto the wound bed.
3. Apply appropriate cover dressing(s) to help manage wound drainage and maintain a moist wound environment.

### Removal and Disposal

- Gently remove gel from wound site.
- Discard after single use.

### Contraindications

None known.

### Storage

- Store in a cool dry place.
- Store away from direct sunlight.

### Warnings and Precautions

- For external use only.
- Bleeding should be controlled before application of cover dressings.
- Do not use on patients with known sensitivity to parabens.
- Discard product if packaging is damaged or evidence of contamination is present.
- Single use only. Once opened, this product should not be reused due to risk of contamination.

## Energel™

Hidrogel para heridas



*Compatible con Advanced Microcurrent Technology™*

### Descripción

El hidrogel para heridas Energel™ es un gel estéril y soluble en agua formulado para mantener un entorno húmedo alrededor de las heridas y aportar humedad a heridas secas. Este hidrogel puede usarse para humedecer apósitos dotados de la tecnología avanzada de microcorrientes Advanced Microcurrent Technology.

### Indicaciones

El hidrogel para heridas Energel está indicado para cubrir las heridas a fin de protegerlas contra la abrasión, la fricción, la desecación y la contaminación.

### Aplicación

1. Antes de la aplicación, limpie la herida y la piel que la rodea.
2. Aplique una capa fina y uniforme del hidrogel para heridas Energel a la superficie del apósito para heridas; seguidamente coloque el apósito sobre el lecho de la herida.
3. Aplique los apósitos de cobertura adecuados para ayudar a controlar el exudado y mantener un entorno húmedo alrededor de la herida.

### Retiro y eliminación

- Retire suavemente el gel de la zona de la herida.
- Deséchelo después de un solo uso.

### Contraindicaciones

Ninguna conocida.

### Conservación

- Conserve este producto en un lugar fresco y seco.
- Consérvelo al abrigo de la luz solar directa.

### Advertencias y precauciones

- Para uso externo exclusivamente.
- Antes de aplicar apósitos de cobertura, se debe controlar la hemorragia.
- No utilice este producto en pacientes que tengan sensibilidad confirmada a los parabens.
- Deseche el producto si el envase está dañado o si se detectan indicios de contaminación.
- De un solo uso. A causa del riesgo de contaminación, este producto no se debe volver a utilizar una vez abierto.

© 2017 Vomaris. Reservados todos los derechos. Energel y Advanced Microcurrent Technology son marcas comerciales de Vomaris Innovations, Inc.

# Energel™

FR

Hydrogel pour plaies

*Compatible avec le système Advanced Microcurrent Technology™*

## Description

L'hydrogel pour plaies Energel™ est un gel stérile hydrosoluble spécialement formulé pour maintenir un milieu humide autour des plaies et apporter de l'humidité aux plaies sèches.

L'hydrogel Energel peut servir à humidifier les pansements intégrant la technologie avancée à diffusion de micro-courants Advanced Microcurrent Technology.

## Indications

L'hydrogel Energel est destiné à couvrir les plaies afin de les protéger contre l'abrasion, la friction, la dessiccation et la contamination.

## Application

1. Nettoyer la plaie et la peau environnante avant l'application.
2. Appliquer une mince couche uniforme d'hydrogel pour plaies Energel sur la surface du pansement et poser celui-ci sur le lit de la plaie.
3. Appliquer les pansements secondaires adéquats pour faciliter le drainage de la plaie et maintenir un milieu humide.

## Retrait et élimination

- Retirer doucement le gel du site de la plaie.
- Éliminer le produit après le premier usage.

## Contre-indications

Aucune connue.

## Stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conserver à l'abri des rayons du soleil.

## Mises en garde et précautions

- À usage externe uniquement.
- Le saignement doit être maîtrisé avant l'application des pansements secondaires.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue aux parabènes.
- Éliminer le produit si son conditionnement est endommagé ou présente des signes de contamination.
- À usage unique. En raison du risque de contamination, ce produit doit être utilisé immédiatement après ouverture et ne doit pas être réutilisé.

© 2017 Vomarís. Tous droits réservés. Energel et Advanced Microcurrent Technology sont des marques de Vomarís Innovations, Inc.

# Energel™

PT

Hidrogel para feridas

*Compatível com o sistema Advanced Microcurrent Technology™*

## Descrição

O hidrogel para feridas Energel™ é um gel estéril hidrossolúvel especialmente formulado para manter a umidade no local da ferida e umedecer feridas secas. O hidrogel pode ser usado para umedecer os curativos usados no sistema Advanced Microcurrent Technology.

## Indicações

O hidrogel Energel é indicado para recobrir feridas, protegendo-as contra abrasão, fricção, ressecamento e contaminação.

## Aplicação

1. Limpe a ferida e a pele circundante antes da aplicação.
2. Aplique uma camada fina e uniforme do hidrogel para feridas Energel à superfície do curativo e coloque o curativo sobre o leito da ferida.
3. Aplique curativos conforme apropriado para promover a drenagem e manter a umidade no local da ferida.

## Remoção e descarte

- Remova cuidadosamente o gel do local da ferida.
- Descarte após um único uso.

## Contraindicações

Nenhuma conhecida.

## Armazenagem

- Armazene em um local fresco e seco.
- Armazene ao abrigo da luz solar direta.

## Advertências e precauções

- Apenas para uso externo.
- O sangramento deve ser controlado antes da aplicação do curativo final.
- Não use em pacientes com hipersensibilidade conhecida a parabênos.
- Descarte o produto se a embalagem estiver danificada ou se houver indícios de contaminação.
- Apenas para uso único. Uma vez aberto, este produto não deve ser reutilizado devido ao risco de contaminação.

© 2017 Vomarís. Todos os direitos reservados. Energel et Advanced Microcurrent Technology são marcas registradas da Vomarís Innovations, Inc.